

Lopty SISSEL® so systémom SECUREMAX® vám ponúkajú zvýšenú bezpečnosť pri používaní.

SISSEL® Securemax® je určený na použitie v športe, pri hre a terapii a vo všetkých oblastiach so zvýšeným dôrazom na potrebu kvality a bezpečnosti. **Použitie pri rehabilitácii, pooperačných stavoch, pri ochoreniach chrbtice alebo u pacientov s nesúladosť s určením výrobcu, je prípustné iba pod dohľadom kvalifikovaného odborného personálu.** Špeciálnou vlastnosťou systému SECUREMAX® je kvalita použitého materiálu. To zabráni prasknutiu lopty v prípade náhleho lokálneho poškodenia (napr. v dôsledku ostrých predmetov). V týchto prípadoch vzduch uniká pomaly, zostáva dostatok času na reakciu a riziko úrazov sa zníži. Nasledujúce body a pokyny na použitie sa musia striktne dodržiavať, aby sa zaistilo efektívne využitie funkcií lopty SECUREMAX® a zaručila bezpečnosť počas jej použitia.

Takto pripravíte loptu najlepším spôsobom:

- | Pred nafúknutím loptu rozťahnite a nechajte ju prispôbiť sa izbovej teplote najmenej 24 hodín, čo znižuje riziko nadmerného rozťahnutia. Ideálna izbová teplota by nemala byť nižšia ako 23 ° C (74° F). Dostatočné oteplenie zmierňuje infláciu a znižuje riziko prasknutia.
- | Nafúknite v niekoľkých fázach až na 80% predpísaného priemeru lopty (použite, prosím, priloženú meraciu pásku). Najlepšie je použiť špeciálnu ručnú pumpu (voliteľné príslušenstvo) alebo vlnocovú pumpu.
- | Ak používate kompresor, nafúknite loptu postupne, aby sa materiál náhle nenatiahol.
- | Nechajte loptu v pôvodnom stave najmenej 2 hodiny. Špeciálny materiál potrebuje trochu viac času na prispôbenie sa nafúknutiu a vnútornému tlaku. Fúkajte, kým nedosiahnete požadovanú veľkosť (použite tiež, prosím, krajčírsky meter) a tvrdosť.
- | Neprekračujte predpísaný priemer gule. Vďaka použitému špeciálnemu materiálu môže byť lopta na začiatku na dotyk mierne tvrdá alebo stále môže mať mierne záhyby. Je to úplne bežné a po krátkej chvíli to ustúpi.
- | Nechajte loptu SECUREMAX® v pôvodnom stave po dobu 24 hodín pri izbovej teplote pred prvým použitím po konečnom nafúknutí.
- | Poznámka. - Vo všeobecnosti platí, že cvičebné lopty pomaly strácajú vzduch. Priemer sa znižuje o 2-3 cm za mesiac. Je to normálne a neznamená to poruchu.
- | Dôležité: Zátka musí byť úplne zasunutá do cvičebnej lopty. Na vytiahnutie zátky použite priložený zdvíhač zátky.

Bezpečnostné pokyny:

- | Udržujte cvičebný priestor bez špicatých a ostrých predmetov a hrán.
- | Zaisťte bezchybnosť povrchu lopty.
- | Udržujte loptu mimo dosahu horúcich predmetov alebo iných zdrojov tepla.
- | Lopta by sa nemala používať na lakovaných alebo potiahnutých povrchoch.
- | Nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
- | Vyvarujte sa veľmi náročných cvičení alebo experimentov, ktoré prinášajú zvýšené riziko.

Všeobecné informácie:

- | Tvar lopty sa môže počas používania mierne meniť. Po použití to chvíľu trvá, kým lopta získava pôvodný tvar.
- | Loptu je možné utrieť vlhkou handričkou. Následne ju utrite dosucha.
- | Lopta môže byť naplnená iba vzduchom.
- | Poškodené lopty neopravujte.

- | Lopta Securemax® je odolná proti tlaku až do 500 kg. Proti prasknutiu kvôli hmotnosti používateľa je odolná až do 150 kg.
- | Lopty sú vyrobené z PVC (bez obsahu ftalátov) a je možné ich dezinfikovať komerčne dostupnými dezinfekčnými prostriedkami.
- | Cvičebné lopty spĺňajú požiadavky smernice EÚ č. 178/2002.

Dôležité informácie, všimnite si, prosím, že:

Lopty SISSEL® sa vyrábajú s CITROFOL® BII, zmäkčovačom PVC na báze obnoviteľných zdrojov. CITROFOL® je vynikajúcou alternatívou pre výrobky s vysokými štandardmi. Jedná sa o výrobky, pre ktoré je použitie štandardných zmäkčovačov (ftalátov) zakázané alebo sa neodporúča. To je dôvod, prečo môže byť vašu novú loptu cítiť po octe alebo octovom čističi (namiesto „chemického“), ale po pár dňoch sa úplne odparí.