

Dermaroller

Predtým, ako prvý-krát použijete DERMA-ROLLER, by ste mali vedieť: Nikdy na valček nevyvíjajte príliš veľký tlak! Každá pokožka je inak citlivá. Pokiaľ si Vaša pokožka na ošetrovanie nezvykne, môžete pociťovať ľahké brnenie alebo štipanie (v tomto prípade sa doporučuje na skľudnenie užiť kvalitný po-opaľovací krém). Je to prirodzený proces.

Používajte dvakrát až trikrát do týždňa podľa tolerancie.

Predtým ako začnete s terapiou, dbajte na vytvorenie sterilného prostredia pri aplikácii mezoterapie:

- dôkladne si umyte ruky pod tečúcou teplou vodou s použitím mydlových prípravkov

- dôkladne umyte miesto, kde bude terapia aplikovaná, a pripravte si:

- DERMA-ROLLER
- Anti-bakteriálny prostriedok na dezinfekciu alebo antiseptické obrúsky
- Misku so studenou vodou
- Umývaciu žinku
- Čistý uterák
- Kvalitný hydratačný krém alebo sérum (s obsahom vit. A, C, kolagénu atď.), ampulky pre intenzívnu kúru

Dôkladne umyte pred aplikáciou miesto terapie najskôr vlažnou vodou a použite dezinfekčný prostriedok (napr. sprej Mikrocid), osušte, vyčkajte minimálne 1 minútu

Za použitia jemného tlaku rolujte valčekom DERMA-ROLLER 4 krát každým smerom cez danú oblasť - vertikálne, horizontálne a oboma smermi diagonálne. Pamätajte prosím na to, že epidermis v oblasti okolo očí, nosa a hornej pery je omnoho tenšia než v ostatných oblastiach. Preto buďte pri ošetrovaní týchto oblastí obzvlášť opatrný.

Viditeľné výsledky sú už po 4-6 týždňoch pravidelnej mezoterapie. Ak sa Vám pokožka začne šupinatit', je to dobrý signál obnovy, pomôžte jej použitím jemného peelingu alebo jemnejšej exfoliačnej emulzie na odstránenie odumretej vrstvy.

Valček sa pri intenzívnej 40 dňovej kúre a následnom používaní 1x do týždňa otupí zhruba za 1 rok. Potom je potrebné ho vymeniť, s menej ostrými ihličkami sa jeho účinok totiž znižuje.