

**Elektrická vákuová masážna banka
s infračerveným žiarením**

SXT-10346-05/ SXT-10346-04



NÁVOD NA POUŽITIE

Predstavenie produktu

Tento produkt integruje funkcie inteligentného dýchania, horúceho obkladu červeným svetlom, uvoľnenia tlaku jedným tlačidlom atď., a realizuje dynamické dýchanie pomocou inteligentného monitorovania tlaku v nádržke a úpravu podtlaku v reálnom čase. Je to ohľaduplný produkt pre domácu kanceláriu a pomoc ľuďom.



Parametre výrobku

Výrobok	6-stupňová starostlivosť	6-stupňové nabíjanie	12-stupň. nabíjanie a uvoľnenie tlaku
Model	DS-A21	DS-A22	DS-A23
Rozmery výrobku	90mm*90mm*78mm	90mm*90mm*78mm	90 mm*90 mm*78 mm
Nabíjacie napätie	/	5V 2A	5V 2A
Intenzita odsávania	-60~0kPa	-60~0kPa	-60~0kPa
Menovitý výkon:	5W	5W	5W
Riadiaca norma	GB4706.1-2005 GB4706.10-2008		

Prevádzkové pokyny

Príprava pred použitím

1. Pri používaní tohto produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia. Ak produkt nespĺňa podmienky používania, nepoužívajte ho.
2. Odporúča sa čistiť a zvlhčovať pokožku mokrým uterákom alebo sprejom, aby sa zlepšil pocit z používania.
3. Uťahnite a nainštalujte priehľadnú nádržku (pred a po použití utrite prístroj vlhkou handričkou).
4. Skontrolujte, či je prístroj kompletný a nepoškodený.

Napájanie / režim

1. Stlačením a podržaním na 1,5 sekundy spustíte zariadenie, na LCD sa zobrazí odpočítavanie 20 minút a rozsvieti sa indikátor teploty. Prístroj je vybavený 20 minútovým časovaním a automaticky sa vypne po 20 minútach)
2. Stlačením a podržaním na 1,5 sekundy sa vypne a LCD displej a indikátor teploty zhasnú.
3. V zapnutom stave krátkym stlačením zmeníte režim. Prístroj má dva režimy, režim hlbokého podtlaku a upokojujúci režim Vzor dýchania.
4. Predvolený režim spustenia je režim hlbokého podtlaku a funkcia podtlaku a funkcia ohrevu sa automaticky zapnú.

Intenzita odsávania

1. Pri zapnutí je predvolene nastavená na silu tretieho stupňa.
2. Krátkym stlačením nastavíte intenzitu odsávania (DS-A21 a DS-A22 majú 0-6 prevodov, DS-A23 má 0-12 prevodov, 0 stupeň je vypnutie (funkcia podtlaku)
3. Každé krátke stlačenie zvýši silu o 1 stupeň a na LCD displeji sa zobrazí príslušný stupeň, po 1. sekunde sa znova zobrazí odpočítavanie 20 minút.
4. Keď intenzita dosiahne najvyšší prevodový stupeň, krátkym stlačením sa opäť vrátite na prevodový stupeň 0 a vypnete funkciu podtlaku.
5. Po prvýkrát alebo keď pokožka nie je prispôsobená sa odporúča použiť od 1. stupňa.

Ovládanie teploty

1. Spustí sa predvolený 3. stupeň teploty, rozsvieti sa červené svetlo v spodnej časti a teplota sa dá upraviť krátkym stlačením (DS-A21, DS-A22 majú 0-6 stupňov, DS-A23 má 0-12 stupňov a 0. stupeň znamená vypnutie funkcie ohrevu).
2. Keď teplota DS-A23 dosiahne deviaty stupeň, farba indikátora teploty sa začne meniť na farebné svetlo a bliká. Čím vyššia je teplota, tým rýchlejšia je rýchlosť zmeny farebnej žiarovky.
3. Keď teplota dosiahne najvyšší stupeň, opäť krátkym stlačením vypnete funkciu ohrevu (stupeň 0) a indikátor teploty zhasne. Červené svetlo v spodnej časti zhasne.


Uvoľnenie tlaku / pozastavenie

Modely DS-A21 a DS-A22: ak chcete počas bankovania prestať pracovať, krátkym stlačením tohto tlačidla pozastavíte prácu a prejdete do pohotovostného režimu.

DS-A23: počas bankovania, ak chcete zastaviť alebo odobrať produkt, krátkym stlačením tohto tlačidla pozastavíte bankovanie. Funkciou adsorpcie v nádržke a uvoľnením tlaku môžete jednoducho zdvihnúť nádržku a prejsť do pohotovostného stavu.

Poznámka: 1. Keď používate tento prístroj s tekutými periférnymi produktmi, ako je esenciálny olej, uistite sa, že máte esenciálny olej na pokožke. Potom, čo je povrch pokožky rovnomerne pokrytý a nie je na ňom žiadna viditeľná kvapalina, adsorbujte prístroj do požadovanej polohy.

2. Prístroj je navrhnutý s filtračným zariadením, ktoré dokáže odfiltrovať väčšinu častíc v procese používania produktu alebo kvapalných nečistôt na ochranu vnútorného čistenia trupu a udržanie životnosti produktu. Používajte ho podľa frekvencie svojich osobných potrieb, pravidelne kontrolujte a vymieňajte filtračnú vatú.




Po výmene pripojenej filtračnej bavlny obnovte a nainštalujte priehľadné telo banky.

Pokyny k nabíjaniu

1. Pripojte nabíjací kábel typu C k zásuvke adaptéra a druhý koniec pripojte k napájacíemu konektoru produktu, aby ste spustili nabíjanie.
Typ napájacieho adaptéra 5V \equiv 2A.
2. Počas nabíjania udržiavajte nabíjací port typu C suchý a čistý. Čas nabíjania sa bude mierne líšiť v závislosti od podmienok prostredia, v závislosti od skutočného času. Nenabíjajte dlhšie ako 8 hodín.
3. Počas nabíjania biely indikátor bliká a po úplnom nabití zhasne.
4. Produkt nie je možné používať, keď nie je nabitý.

Bezpečnostné opatrenia

 **NEBEZPEČENSTVO** (obsah súvisiaci s vážnym zranením osôb spôsobeným nesprávnou obsluhou)

- ▶ Nepoužívajte súčasne s nasledujúcimi lekáskymi elektronickými zariadeniami, ktoré spôsobia chyby alebo poškodenie lekáskych prístrojov. Vážne ohrozenie života!
 1. Implantovateľné lekárske elektronické zariadenia, ako je kardiostimulátor;
 2. Život podporujúce lekárske elektronické zariadenia, ako napríklad umelé srdce a pľúca;
 3. Elektrokardiograf a iné lekárske elektronické prístroje;
 4. Pacienti s inými lekáskymi implantátmi.
- ▶ Nepoužívajte za nasledujúcich okolností, aby ste predišli nehodám alebo nepohodliu.
 1. Pacientky v tehotenstve, s menštruáciou, poškodenou epidermou, kŕčovými žilami a užívajúce lieky.
 2. Zakázané pre pacientov s infekčnými chorobami, kožnou precitlivosťou, pacientov po operácii, vysokou horúčkou alebo vážnym ochorením.
 3. Pacienti so zhubným nádorom alebo lokálnym poškodením a ulceráciou, traumatickou zlomeninou, akútnym hnisavým zápalom, pacienti so stratou elasticity kože.
 4. Pacienti, ktorí nemajú v poriadku srdce, mozgové nervy a krvný tlak.
 5. Ťažký neurotizmus, kŕče, záchvaty a manická úzkosť.
 6. Choroby náchylné na krvácanie, ako je trombocytopenia, leukémia, hemofília, Henochova Schonleinova purpura a iné choroby ak trpí krvácaním.
 7. V blízkosti srdca, v oblasti tváre, na intímnych partiách alebo pri veľkých cievach na povrchu tela.
 8. Pacienti s poruchou vnímania kože alebo abnormálnou pokožkou.
 9. Pacient, ktorý je liečený lekárom alebo sa necíti v poriadku.
 10. Nadmerná únava, opitosť a prílišné ponocovanie (2 hodiny pred a po jedle je tiež zakázané).
 11. Pacienti, ktorých koža je alergická na kov a červené svetlo.
 12. Výrobok má výhrevnú plochu, kto nie je citlivý na teplo, deti, neschopné slobodne prejaviť svoje želania alebo nevládne osoby.

⚠ Budte opatrní (obsah súvisiaci s vážnym zranením osôb spôsobeným nesprávnou obsluhou)

1. Používajte, prosím, tento výrobok správne podľa návodu na obsluhu.
2. Pri používaní produktu musí byť priehľadné telo banky tesne pripojené ku koži a rovnomerne v kontakte, aby sa zabránilo kontaktu s ranami a jazvami.
3. Rovnaká časť tohto produktu môže pri dlhodobom používaní spôsobiť obarenie pri nízkej teplote alebo namáhanie pokožky. Venujte, prosím, pozornosť použitiu.
4. Ak sa počas alebo po použití necítite dobre, okamžite prestaňte a poraďte sa s lekárom.
5. Odporúča sa, aby ho používal jeden používateľ. Pri použití pre viacerých používateľov pred použitím vypnite a vyčistite priehľadnú nádržku.
6. Nepoužívajte vrúbkované alebo poškodené priehľadné telo banky.
7. Po použití tohto produktu dochádza k začervneniu alebo ekchymóze, čo je normálny jav a zvyčajne do 2 dní prirodzene ustúpi (typy pleti sa líšia u každého jednotlivca).
8. Keď je produkt dlhší čas v prevádzke, na povrchu sa bude zahrievať, čo je normálny jav.
9. V prípade abnormality ho okamžite odstráňte.
10. Nepoužívajte tento výrobok počas šoférovania.
11. Nepripájajte a neodpájajte USB nabíjací kábel mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo nehodám.
12. Tento produkt obsahuje lítiiovú batériu. Nerozoberajte, nevymieňajte, neponárajte do vody ani nehádzajte do ohňa, aby ste zabránili poškodeniu a výbuchu produktu.
13. Po použití sa cievy na povrchu kože rozšíria. Pred kúpaním by ste si mali odpočinúť 45 minút.

Dodržiňte metódy čistenia a údržby, aby ste predĺžili životnosť prístroja:


1. Utrite trup suchou netkanou handričkou. Nepoužívajte kyselinové čistiace prostriedky, alkohol, riedidlo, benzín. Čistite rozpúšťadlom, ako je odstraňovač laku na nechty.
2. Po každom použití vypnite napájanie a vyčistite ho (vlhkou handričkou).
3. Tento výrobok skladujte na bezpečnom a suchom mieste.
4. Nenechávajte produkt nečinný, ak sú v ňom zvyšky vody.
5. Na čistenie nepoužívajte tvrdú kefu alebo antikorovú guľu, aby ste nepoškodili povrch.
6. Nepoužívajte vodu ani iné tekutiny na priame vdychovanie na preplachovanie nástroja .
7. Keď je produkt dlhší čas nečinný, pravidelne ho nabíjajte, aby ste zabezpečili jeho normálnu prevádzku.

Tento výrobok nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:

Miesta náchylné na vibrácie a nárazy; Miesta s priamym slnečným žiarením; Horúce a vlhké miesta; Miesta s vodou; Silné elektromagnetické pole; V blízkosti ohňostroja; Miesta prístupné deťom a pod.

Analýza porúch a riešenie problémov

Poruchový stav	Posúdenie a riešenie chýb
Nedá sa zapnúť	<ol style="list-style-type: none">1. Na spustenie stlačte a podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 1,5 sekundy.2. Nabite zariadenie a skúste to znova.
Nedá sa nabiť	<ol style="list-style-type: none">1. Vymeňte adaptér za radovú zásuvku a skúste to znova.2. Vytiahnite nabíjajúcu hlavu a znova ju zapojte a overte, či je správne zasunutá na svojom mieste.3. Skontrolujte nabíjajúcu hlavu a nabíjací port, či tam nie je špina alebo iné nečistoty. Ak áno, vyčistite.4. Vymeňte adaptér alebo nabíjací kábel.
Slabé sanie	<ol style="list-style-type: none">1. Odstráňte priehľadnú nádržku a znova ju utiahnite pre inštaláciu.2. Skontrolujte, či nie sú zablokované otvory pre prívod a odvod vzduchu.3. Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť filtračnú vatú.
Pocit nízkej teploty	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je zapnutá funkcia teploty a či svieti kontrolka teploty.2. Kvôli vplyvu okolitej teploty zvýšte teplotný stupeň.3. Batéria je slabá, nabite ju, prosím.

 Ak sa problém nedá vyriešiť, nerozoberajte prístroj bez povolenia.

Pripomienka

1. Pri prvom použití venujte pozornosť postupnému nastavovaniu, aby ste našli vhodný režim a intenzitu.
2. V režime hlbokého podtlaku, ak sanie dosiahne určitý stupeň, stlačte včas tlačidlo uvoľnenia tlaku / pozastavenie, aby ste prestali pracovať alebo uvoľnite tlak, aby ste predišli nepríjemným pocitom na pokožke.