

Návod na použitie

Kozmetický elektrokoagulátor Elegante 870

M-870



Predstavenie odstraňovania škvŕn

Účel: rozbiť melanín

Úvod do prevádzky	
Príslušenstvo	Pero na odstraňovanie škvŕn
Spôsob prevádzky	1. Zapnite hlavný vypínač, aby ste nastavili gombík intenzity na mierny režim, vyskúšajte, či nedostanete elektrický šok listami alebo mydlom. 2. Odstránenie škvŕny alebo materského znamienka: priložte elektroakupunktúrnú ihlu na miesto škvŕny a pohybujte vodorovne. Je vidieť, že melanín po zavedení elektroakupunktúrnej ihly sčernie a odpadne. Malý a svetlý bod je možné odstrániť naraz; inak to treba preliečiť 2-3x. 3. Po zákroku sa nedotýkajte vody. Naneste na ranu trochu protizápalového lieku.
Pôsobnosť	Chloazma, spálenie od slnka, pehy, starecké škvŕny, ota, tetovanie atď.

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím si zapamätajte tieto pokyny a spôsob prevádzky.

- Ak sa počas používania cítite nepríjemne alebo zistíte niečo neobvyklé, okamžite vypnite napájanie a prestaňte ho používať.
- Prosím, nepoužívajte ho u dočiat a umiestnite ho na miesta, ktoré nie sú pre dočatá ľahko dostupné.
- Výrobok nesmie rozoberať a upravovať nikto, okrem nášho technického personálu.
- Po použití vždy vytiahnite zástrčku
- Neuchovávajte ho na nasledujúcich miestach.
 - ① Miesta, ktoré sú ľahko dostupné vetru, dažďu a miesta, kde sa ľahko hromadí voda.
 - ② Miesta, kde sa používa oheň, iné miesta s vysokou teplotou
 - ③ Vlhké a prašné miesta
- Nepoškodzujte napájací kábel, ani ho neupravujte. Ak je napájací kábel poškodený, okamžite ho vymeňte.
- Pri používaní dodržujte predpísané napätie prístroja. Ináč to môže spôsobiť požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
- Voda vnikajúca do ovládacieho panela produktu môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a skrat. Okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte odborníka, aby ho skontroloval.
- Keď sa nepoužíva, najskôr vypnite hlavnú jednotku a potom vypnite napájanie. Uistite sa, že ste vytiahli zástrčku. Zároveň vyčistite príslušenstvo.
- Keď ho začnete používať, nenastavujte príliš vysokú intenzitu.
Používajte ho od nízkej intenzity.
- Ak koža sčervená alebo svrbí, prestaňte ho používať, aby ste zistili príčinu.
 - ① Aby nedošlo k poškodeniu prístroja, nie je dovolené doňho udierať, alebo ho nechať silno spadnúť na podlahu.
 - ② Pri používaní prístroja sa príslušenstvo nesmie nachádzať príliš blízko oka ani nesmie prechádzať cez očné bulvu. Tehotné ženy a pacienti so srdcovým ochorením prístroj používať nesmú.