

Masážna pištoľ Fabulo Vibe



Technické údaje:

- 1 Vymeniteľný nástavec hlavy
- 2 Vstavaná nabíjateľná lítium-iónová batéria LG
- 3 Tichý bezuhlíkový motor s vysokým krútiacim momentom
- 4 Vypínač napájania a tlačidlo nastavenia rýchlosti
- 5 LED indikátor stavu batérie
- 6 Nabíjací port
- 7 Nabíjačka

Vymeniteľné nástavce hlavy



PREVÁDZKA

- Zapnite zariadenie posunutím vypínača na spodnej strane batérie do polohy ON.
- S vypínačom v polohe ON, jedným stlačením tlačidla  prepnete zariadenie do prvej úrovne intenzity. Pomocou tlačidla „+“ môžete intenzitu postupne zvyšovať, pomocou tlačidla „-“, postupne znižovať.
- Vibráciu prístroja vypnite stlačením tlačidla , zariadenie vypnete posunutím vypínača do polohy OFF.

NABÍJANIE

- Pred prvým použitím batériu úplne nabijete za šesť hodín.
- Ak chcete nabíjať, zapojte AC/DC menič do sieťovej zásuvky, uistite sa, že LED indikátor napájania svieti, pripojte DC (jednosmerný) koniec bočného kábla do nabíjacieho portu.
- Batériu je možné nabíjať kedykoľvek a pri akejkoľvek úrovni nabitia.
- Neodporúča sa úplne vybiť batériu na úroveň červenej LED.
- Z bezpečnostných dôvodov nebudete môcť toto zariadenie počas nabíjania zapnúť.
- Priemerná doba prevádzky je 5 - 7 hodín v závislosti od úrovne rýchlosti a tlaku použitého počas používania.

ÚDRŽBA, ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Na čistenie prístroja použite mierne navlhčený uterák a osušte ho mäkkou handričkou.
- Pri skladovaní alebo cestovaní vyberte batériu a uložte do dodávanej kartónovej škatule.

- Na utieranie tohto produktu nepoužívajte alkohol ani čistiace prostriedky s obsahom alkoholu.
- Na utieranie produktu je dovolené použiť malé množstvo neutrálneho čistiaceho prostriedku a do zariadenia nesmie vniknúť žiadna tekutina

KONTRAINDIKÁCIA

NEPOUŽÍVAJTE, PROSÍM, FABULO VIBE ANI INÉ VIBRAČNÉ PRÍSTROJE, SKÔR AKO ZÍSKATE ODPORÚČANIE OD VÁŠHO LEKÁRA, AK SA VÁS TÝKA ČOKOČVEK Z NÁSLEDUJÚCEHO:

Tehotenstvo, cukrovka s komplikáciami ako neuropatia alebo poškodenie sietnice, máte implantovaný kardiostimulátor, nedávny chirurgický zákrok, epilepsia a migréna, máte vysunuté platničky, spondylolýza, spondylolýza alebo spondylóza, nedávne náhrady kĺbov alebo vnútromaternicového telieska, kovové klince alebo platne alebo máte akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie.

Krehkých jedincov a deti by mali pri používaní ľubovoľného vibračného prístroja sprevádzať dospelí. Tieto kontraindikácie neznamenajú, že nemôžete používať vibračný alebo cvičebný prístroj, ale najskôr vám odporúčame poradiť sa s lekárom.

Prebieha neustály výskum účinkov vibračného cvičenia na konkrétne zdravotné poruchy. To pravdepodobne povedie k skráteniu zoznamu kontraindikácií, ktoré sú uvedené vyššie. Praktické skúsenosti ukazujú, že integrácia vibračného cvičenia do ošetrovacieho procesu frambézie je v mnohých prípadoch odporúčaná. Musí sa to robiť na odporúčanie lekára a v sprievode lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI



VÝSTRAHA A UPOZORNENIE

NEPONÁRAJTE do vody. Uchovávajte mimo dosahu tekutín alebo zdrojov tepla. Chráňte ventilačné otvory od prachu a nečistôt.

NEODSTRAŇUJTE skrutky ani sa nepokúšajte zariadenie rozobrať.

NEPREVÁDZKUJTE nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred opätovným použitím nechajte prístroj 30 minút odpočívať.

Po nabití alebo pred použitím odpojte nabíjačku od batérie prístroja.

Len na použitie pre dospelých. Nepoužívajte, ak ste zranení. Pred použitím tohto produktu sa poraďte so svojím lekárom.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEBEZPEČENSTVO: NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, POŽIARU A ZRANENIA PERSONÁLU SA TENTO VÝROBOK MUSÍ POUŽÍVAČ V SÚLADE S NÁSLEDUJÚCIMI POKYNYMI:

- Len na použitie pre dospelých.
- Tento prístroj uchovávajte mimo dosahu detí alebo ho skladujte na miestach, kam deti nemôžu dosiahnuť.
- Tento prístroj nie je jedlo. Nedávajte si prosím hlavový nástavec ani žiadne jeho časti do úst.
- Podľa želania používajte iba na mäkké tkanivo tela. Nepoužívajte na hlavu alebo na tvrdé alebo kostnaté oblasti tela.
- Nepoužívajte tento prístroj na nasledujúce časti tela: pohlavné orgány, tvár, oči, poranenia po operácii, akýkoľvek druh infikovanej časti, infikovanú alebo poškodenú pokožku, poranené kosti a kĺby.
- POUŽÍVAJTE iba na suchý čistý povrch tela nad oblečením ľahkým stlačením a pohybom po tele približne 60 sekúnd na každom mieste.
- V prípade bolesti alebo iného nepríjemného pocitu ihneď prestaňte používať.
- Používajte iba nástavce hlavy, ktoré dodáva Fabulo, a použite ich na príslušnú časť tela.
- Bez ohľadu na nastavenie ovládania alebo použitý tlak sa môžu vyskytnúť podliatiny. Ošetrované miesta často kontrolujte a okamžite zastavte pri prvých príznakoch bolesti alebo nepríjemného pocitu.
- Prsty, vlasy alebo akékoľvek iné časti tela držte ďalej od hriadeľa a zadnej časti nástavca hlavy, pretože by mohlo dôjsť k priškripeniu.
- Do vetracích otvorov prístroja Fabulo nedávajte žiadne predmety.
- Nabíjajte iba dodávanou nabíjačkou Fabulo s napätím 26 V DC.
- Nezasahujte do, ani neupravujte prístroj, menič ani zástrčku.
- Vibračný Masážny Prístroj Fabulo nikdy nenechávajte v prevádzke ani na nabíjačke bez dozoru.