



Brand for Beauty



Distribútor:
iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 Dunajská Streda
Kontakt:
www.fabulo.sk, info@fabulo.sk, 0948/223-550

Návod na použitie

Model: HY-T014

Technické údaje

Rozmery: 190 x 90 cm (+/- 5 cm)
Elektrické napätie: 220 V
Výkon: 626 W

Hmotnosť: 18,5 kg (+/- 1 kg)
Sieťová frekvencia: 50 Hz
Menovitý prúd: 2,9 A

Návod na obsluhu ovládača



1. Odporúča sa nosenie pyžama počas terapie.
2. Pacient nech si ľahne pohodlne na stred deky. Potom zazipsujete vak tak, aby hlava pacienta bola mimo vaku.
3. Uistite sa, že zásuvka ovládača je riadne pripojená k prístroju, potom zapnite zdroj energie (220 V).
4. Obsluha ovládača: Stlačte Zapínač/vypínač (tlačidlo D alebo I) a prístroj začne pracovať. Po terapii stlačte Zapínač/vypínač (tlačidlo D alebo I) a prístroj prestane pracovať.
5. Nastavenie teploty a jej regulácia
Teplotu hornej a dolnej časti tela je možné zvlášť nastaviť a regulovať. Maximálna teplota je 75 °C. Spravidla teplota hornej časti tela je nižšia než teplota dolnej časti tela, preto by ste najprv mali stlačiť tlačidlo H na pustenie ohrievania dolnej časti tela. Keď kontrolné svetlo začne svietiť, je možné stlačiť tlačidlo E alebo J pre nastavenie teploty, následne ovládač bude pracovať podľa nastavenia. Nastavenie a regulácia ohrievania hornej časti tela prebieha takým istým spôsobom, ako nastavenie a regulácia ohrievania dolnej časti tela.
6. Nastavenie času
1) Časovač hornej a dolnej časti tela je možné zvlášť nastaviť. Najprv stlačte tlačidlo G pre nastavenie časovača dolnej časti tela. Keď kontrolné svetlo začne svietiť, je možné stlačiť tlačidlo E alebo J pre nastavenie času, následne časovač bude pracovať podľa nastavenia. Nastavenie časovača hornej časti tela prebieha takým istým spôsobom, ako nastavenie časovača dolnej časti tela.
2) V ponuke je výber 10 možností (jedno stlačenie tlačidla E alebo J znamená 1 možnosť) – možnosť 1 znamená 10 minút, kým možnosť 9 znamená 90 minút (1 možnosť = 10 minút). Možnosť 10 znamená dlhodobý režim, tj. 9 hodín.

Upozornenia



Správne pripojenie
(pevné uzamknutie)



Nesprávne pripojenie
(uvoľnené uzamknutie)

1. Pevne zapojte zástrčku a uistite sa, že sa prípojky úplne zapadli do seba.
2. Uistite sa, že všetky prípojky medzi jednotlivými časťami prístroja sú v dobrom stave. Prístroj je možné zapnúť až po správnom pripojení všetkých častí prístroja. Je nebezpečné vytiahnuť prípojku, ak je prístroj zapnutý.
3. Po ukončení terapie nastavte všetky tlačidlá na ovládači do pozície „off“ a vytiahnite zástrčku. Prístroj po vychladnutí môžete umiestniť do suchého priestoru na uskladnenie.

Praktické rady

1. Odporúčaná teplota je 40-50 °C, ale teplotu si môžete nastaviť podľa vlastného výberu.
2. Pite vlažnú vodu pred terapiou. Nekonzumujte studené jedlo alebo nápoj po terapii.
3. Odporúča sa prístroj používať 3-5-krát týždenne. Noste pyžamo alebo zahalte sa do osušky počas terapie.
4. Na čistenie použite suchú handru, nenaneste vodu priamo na prístroj.

Bezpečnostné upozornenia

1. Aby sa predišlo prehriatiu prístroja, ničím ho nezakrývajte. Ak je Vám veľmi teplo, znížte nastavenú teplotu, aby sa predišlo popáleninám.
2. Nevyťahujte káble silno a uistite sa, že elektrický kábel nie je ohnutý.
3. Na upevnenie vaku nepoužívajte nechty alebo kovovú vec, chráňte produkt pred poškodením a škrabancami.
4. Nepoužívajte produkt počas spánku. Ak prístroj nepoužívate, odpojte ho z napájania.

Pacienti trpiaci nasledujúcimi ochoreniami nesmú prístroj používať

1. mierne alebo ťažké ochorenie srdca a srdечných ciev,
2. vážne ochorenie srdca,
3. cukrovka,
4. hypertyreóza
5. ťažká anémia,
6. veľmi vysoký alebo nízky krvný tlak
7. pacienti s kardiosimulátorom,
8. implantáty
9. vnútorné krvácanie,
10. malígny tumor alebo vred
11. tehotné ženy a deti,
12. pacienti s nakažlivou chorobou
13. kožné ochorenia,
14. iné choroby ohrozujúce život

