

Inteligentný respiračný masážny prístroj s bankami (kombinovaná nádoba)

Návod na použitie



Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte návod, prosím
Tento produkt nemôže nahradiť zdravotnícke pomôcky ani lieky

Predstavenie výrobku

Tento produkt integruje inteligentné respiračné bankovanie, horúci obklad s červeným svetlom, úľavu od tlaku jedným kliknutím a funkcie udržiavania bankovania čo jedného zariadenia. Vďaka inteligentnému monitorovaniu tlaku vo vnútri nádoby sa podtlak vákuu upravuje v reálnom čase, aby sa dosiahol dynamické respiračné bankovanie.



Model držania plechovky s ožiareníím červeným a modrým svetlom (DS-A56 / SXT-10345-05)



Klasické vylepšenie s modelom s nádržkou (DS-A55)

Parametre výrobku

Výrobok	Klasické vylepšenie s rezervou nádržky	Prístroj s červeným a modrým svetlom
Model	DS-A55	DS-A56 (SXT-10345-05)
Rozmery výrobku	145mm*100mm*45mm	145mm*100mm*45mm
Menovité napätie	3.7V	3.7V
Menovitý výkon:	2.6W	2.6W
Intenzita odsávania	-60~0kpa	-60~0kpa
Výkonné normy	GB4706.1-2005	GB4706.10-2008

Návod na použitie

Príprava pred použitím

- Pri používaní tohto produktu si pozorne prečítajte bezpečnostné opatrenia. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky používania, majú zakázané tento produkt používať.
- Na čistenie a hydrataciu pokožky sa odporúča použiť vlhký uterák alebo sprej, aby sa zlepšil používateľský komfort.
- Utiahnite a nainštalujte priehľadné telo nádržky (pred a po použití prístroja ho utrite vlhkou handričkou atď.).
- Skontrolujte, či je prístroj kompletný a nepoškodený.



Ovládací panel

Tlačidlo napájania/režimu

- Stlačením a podržaním tlačidla po dobu 1,5 sekundy zapnete zariadenie a na LCD displeji sa zobrazí 20-minútové odpočítavanie. Rozsvieti sa spodné červené svetlo a rozsvieti sa aj indikátor batérie (toto zariadenie má 20-minútový časovač a po 20 minútach sa automaticky vypne).
- Stlačením a podržaním 1,5 sekundy vypnete LCD obrazovku a spodné červené svetlo.
- Keď je zapnuté, krátkym stlačením prepínate režimy. Tento prístroj má dva režimy, režim hlbokého podtlaku (na displeji sa zobrazuje -) a režim upokojujúceho dýchania (na displeji sa zobrazuje -).
- Predvolený režim hlbokého podtlaku je zapnutý a režim podtlaku a červené svetlo sa automaticky zapnú.

Tlačidlo intenzity odsávania

- Po zapnutí je predvolené nastavenie sily 3. stupňa.
- Krátkym stlačením nastavíte intenzitu sacieho výkonu a prevádzku v režime cyklu 0-12-0.
- Každé krátke stlačenie pridá jeden stupeň vyššie a na LCD displeji sa zobrazí ten príslušný stupeň intenzity. Po jednej sekunde sa odpočítavanie opäť zobrazí.
- Keď intenzita dosiahne najvyšší stupeň, opäť krátkym stlačením sa vrátite na stupeň 0 a vypnete funkciu podtlaku.
- Pri prvom použití sa odporúča začať používať od prvého stupňa alebo dovtedy kým sa pokožka neprispôbobi

Tlačidlo ožiarenia červeným svetlom

- Krátkym stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete ožiarenie červeným svetlom.
 - Keď je táto funkcia zapnutá, je predvolené povolená. Na displeji sa zobrazuje 1 a svieti spodné červené svetlo.
 - Opätovným krátkym stlačením tohto tlačidla zhasnete červené svetlo, na displeji sa zobrazí 0 a spodné červené svetlo zhasne.
- Tlačidlo pozastavenia/uvoľnenia jedným kliknutím**
- Počas používania je možné toto tlačidlo použiť na pozastavenie práce alebo na uvoľnenie tlaku a vybratie nádržky.
 - Krátkym jedným stlačením pozastavíte zariadenie a prepnete ho do pohotovostného režimu. Opätovným krátkym stlačením pozastavíte funkciu adsorpcie v bankách a uvoľníte tlak, čo uľahčí odobrať banku.
 - Po uvoľnení tlaku krátko stlačte znova, aby ste zariadenie vrátili do stavu podtlaku.

Poznámka: 1. Pri používaní tohto zariadenia s tekutými periférnymi produktmi, ako

sú éterické oleje, dbajte na to, aby ste éterické oleje nanášali rovnomerne na

povrch pokožky a uistite sa, že nie sú prítomné žiadne viditeľné tekuté častice.

Následne umiestnite prístroj na požadované miesto použitia.

- Tento prístroj je starostlivo navrhnutý s filtračným zariadením, ktoré dokáže počas používania produktu odfiltrovať väčšinu granulovaných alebo kvapalných nečistôt, aby sa chránila vnútorná čistota a predĺžila životnosť produktu. Pravidelne kontrolujte a vymieňajte filtračnú vatú na základe frekvencie osobného používania.



Odskrutkujte priehľadné telo plechovky

Obnovte a nainštalujte priehľadné telo banky.

Upozornenie: Pri použití zodpovedajúcej nádrže nie je možné dosiahnuť uvoľnenie tlaku pomocou tlačidla pozastavenia/uvoľnenia na hostiteľskom zariadení. Namiesto toho, poistný ventil na zodpovedajúcej nádržke by sa mal vytiahnuť nahor, aby sa uvoľnil tlak.

1. Kroky prevádzky hlavnej nádrže

- Vyberte masážny prístroj, skontrolujte ho a utrite dočista. Vyberte si akupunktúrne body a vyčistite pokožku podľa potrieb masáže. Vyberte si pohodlnú polohu (vrátane sedu, polohy na chrbte, na boku a polohy na bruchu).
 - Stlačte tlačidlo napájania/režimu na 1,5 sekundy, zapnite zariadenie a pomocou tlačidla na nastavenie sacieho výkonu vyberte príslušný stupeň.
 - Ak potrebujete ožiarenie červeným svetlom, môžete ho nastaviť pomocou tlačidla ožiarenia červeným svetlom.
 - Po dokončení masáže použite tlačidlo pozastavenia/uvoľnenia na uvoľnenie tlaku, vyberte masážny prístroj a dĺžnym stlačením tlačidla napájania/režimu ho vypnite.
- 2. Postup pre rezervnú nádržku pre klasickú vylepšenu verziu a zodpovedajúcu nádržku**
- Vyberte masážny prístroj, skontrolujte ho a utrite dočista. Vyberte si akupunktúrne body podľa potrieb masáže a vyčistite pokožku. Vyberte si pohodlnú polohu (vrátane sedu, polohy na chrbte, na boku a polohy na bruchu).
 - Zaskrutkujte konverznú nádrž do hostiteľského prístroja a potom vložte stred zodpovedajúcej nádrže do konverznej nádrže tak, aby sa telo nádrže a konverzná nádrž zmontovali na hostiteľskom prístroji (ako je znázornené na obrázku 1).
 - Stlačte tlačidlo napájania na 1,5 sekundy, zapnite zariadenie a pomocou tlačidla intenzity sacieho výkonu ho nastavte do polohy 12 (LCD displej zobrazuje 12).
 - Zarovnajte stred tela masážneho prístroja s vybraným masážnym akupunktúrnym bodom, jemne stlačte mierou silou, krátko stlačte tlačidlo napájania/režimu, aby ste vybrali režim hlbokého podtlaku, nasívajte pokožku 10 sekúnd a keď cíťte napätie na pokožke, potiahnite prístroj priamo nahor (ako je znázornené na obrázku 2), aby ste ich oddelili a telo prístroja zostalo na povrchu ľudského tela.
 - Po dokončení masáže potiahnite pretlakový ventil na tele banky, aby ste ju odstránili (ako je znázornené na obrázku 3), a dĺžnym stlačením tlačidla napájania/režimu zariadenie vypnite.
- 3. Kroky operácie pre ožiarenie červeným a modrým svetlom na udržanie zodpovedajúcej banky pre použítie banky**
- Vyberte masážny prístroj, skontrolujte ho a utrite dočista. Vyberte si akupunktúrne body a vyčistite pokožku podľa potrieb masáže. Vyberte si pohodlnú polohu (vrátane sedu, polohy na chrbte, na boku a polohy na bruchu).
 - Stlačte tlačidlo napájania na 1,5 sekundy, zapnite zariadenie a pomocou tlačidla intenzity sacieho výkonu ho nastavte do polohy 12 (LCD displej zobrazuje 12).
 - Zarovnajte stred tela masážneho prístroja s vybraným masážnym akupunktúrnym bodom, jemne stlačte mierou silou, krátko stlačte tlačidlo napájania/režimu, aby ste vybrali režim hlbokého podtlaku, nasívajte pokožku 10 sekúnd a keď cíťte napätie na pokožke, potiahnite prístroj priamo nahor (ako je znázornené na obrázku 5), aby ste ich oddelili a telo prístroja zostalo na povrchu ľudského tela.
 - Krátkym stlačením červeného a modrého spínača svetla na tele banky zapnete funkciu ožiarenia červeným a modrým svetlom ktorá pracuje pri ožiarení červeným svetlom, ožiarení modrým svetlom, ožiarení červeným a modrým svetlom a vypne režimu ožarovacieho cyklu.
 - Po dokončení masáže potiahnite pretlakový ventil na tele nádoby, aby ste ju odstránili (ako je znázornené na obrázku 6), a dĺžnym stlačením tlačidla napájania/režimu zariadenie vypnite.
 - Metóda výmeny filtračnej vaty v zodpovedajúcej nádrži je rovnaká ako v hostiteľskom prístroji (ako je znázornené na obrázku 7).



Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3



Obrázok 4



Obrázok 5



Obrázok 6



Obrázok 7

Pokyny k nabíjaniu

- Pripojte nabíjací kábel typu C k zásuvke adaptéra a druhý koniec pripojte k rozhraniu nabíjania produktu, aby ste spustili nabíjanie elektrickej energie. Typ adaptéra 5V-2A.
- Počas nabíjania udržiajte, prosím, nabíjací port typu C suchý a čistý. Doba nabíjania sa môže mierne líšiť v závislosti od podmienok prostredia a skutočný čas bude rozhodujúci. Neprekračujte dobu nabíjania 8 hodín.
- Počas nabíjania hostiteľského zariadenia blízka kontrolka batérie a po úplnom nabití zhasne.
- Červená kontrolka svieti vždy pri nabíjaní kombinácie červených a modrých zásobníkov a po úplnom nabití zhasne. 5. Produkt sa nabíja a nie je možné ho zapnúť na používanie.

Bezpečnostné opatrenia

⚠ Nebezpečné (Súvisiaci obsah, že nesprávna obsluha môže spôsobiť vážne zranenie)

- Nepoužívajte súčasne nasledujúce elektronické zdravotnícke pomôcky, pretože to môže spôsobiť poruchu alebo poškodenie zdravotníckej pomôcky, čo môže vážne ohroziť život!

- Implantovateľné lekárske elektronické zariadenia, ako je kardiostimulátor;
- Umelé srdce a pľúca a iné elektronické zdravotnícke zariadenia na záchranu života;
- Lekárske elektronické zariadenia, ako sú elektrokardiografy;
- Ostatní pacienti s implantovanými lekáskymi implantátmi.

- Zdrzte sa používania v nasledujúcich situáciách, aby ste predišli nehoďám alebo nepohodli.

- Tehotné ženy, ženy počas menštruácie, pacienti s poškodením epidermy, pacienti s kľúčovými žilami v tele a pacienti užívajúci lieky.
- Je zakázaný pre pacientov s infekčnými chorobami, citlivou pokožkou, pacientov po operácii, pacientov s vysokou horúčkou alebo pacientov s vážnym ochorením.
- Použite pri akejkoľvek vysoko alergickej pokožke s opuchmi, ulceráciami, vredmi, karbunkulovými škvrkami a nevysvetliteľnými hrčkami na povrchu tela, akútnych výronoch, bolestivých miestach rán a traumatických zlomeninách, ktoré sa nezahojili, je zakázané. Jazvy, zhubné nádory, lokálne kľúčové žily, veľké cievy na povrchu tela a lokálna pokožka so slabou elasticitou – použitie taktiež zakázané.
- Pacienti, ktorí nemajú v poriadku srdce, mozgové nervy a krvný tlak.
- Ťažký neuroticizmus, kŕče, spazmy a manický nepokoj.

- Ochorenia so sklonom ku krvácaniu, ako je trombocytopénia, leukémia, hemofília, alergická purpura a iné poruchy krvácania.
- V blízkosti srdca, črty tváre, intímne partie alebo veľké cievy na povrchu tela.
- Pacienti s poruchami vnímania kože alebo kožnými abnormalitami.
- Pacienti, ktorí podstupujú lekársku liečbu alebo sa cítia fyzicky abnormálne.
- Jednotlivci, ktorí sú nadmerne unavení, opití alebo zostávajú hore dlho do noci (tiež zakázané 2 hodiny pred a po jedle).
- Pacienti s kožnými alergiami na kovy a červené svetlo.
- Výrobok má vyhrievaciu plochu, je citlivý na teplo, deti, nemôže slobodne vyjadrovať svoje želania alebo sa o seba nevie postarať.

⚠ Pozor (Súvisiaci obsah, že nesprávna obsluha môže spôsobiť vážne zranenie)

- Používajte, prosím, tento výrobok správne podľa návodu na obsluhu.
- Pri používaní produktu musí byť priehľadné tel kontakte, aby sa zabránilo kontaktu s ranami a jazvami.
- Dlhodobé používanie tej istej časti tohto výrobku môže spôsobiť popáleniny od nízkych teplôt alebo podráždenie pokožky. Venujte prosím pozornosť pozorovaniu a používaniu.
- Ak sa počas alebo po použití necítite dobre, okamžite prestaňte a poraďte sa s lekárom.
- Odporúčame používanie iba jedným používateľom. Pri použití pre viacerých používateľov pred použitím vypnite a vyčistite priehľadnú nádržku.
- Nepoužívajte priehľadné banky s prasklinami alebo poškodením.
- Po použití tohto produktu dochádza k začerveneniu alebo ekchymóze, čo je normálny jav a zvyšne do 2 dní prirodzene ustúpi (v závislosti od typu pokožky každej osoby)
- Keď je produkt dlhší čas v prevádzke, na povrchu sa bude zahrievať, čo je normálny jav.
- V prípade abnormality ho okamžite odstráňte.
- Nepoužívajte tento výrobok počas šoférovania.
- Na zapojenie alebo odpojenie nabíjacieho kábla USB nepoužívajte mokré ruky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo nehoďam.
- Tento produkt obsahuje lítiové batérie. Nerozoberajte, neupravujte, neponárajte do vody ani nevhadzujte do ohňa, aby ste predišli poškodeniu produktu a výbuchu.
- Ak sa po použití rozšíria cievy na povrchu pokožky, odporúča sa pred kúpaním odpočívať 45 minút.
- Tento produkt nemôže nahradiť zdravotnícke pomôcky ani lieky.
- Používateľa, ktorí ho používajú prívraty, by si mali vybrať malé banky, aby sa znížilo podráždenie.

Čistenie a údržba

Č. Dodržujte metódy čistenia a údržby, aby ste predĺžili životnosť prístroja:

- Na utretie tela použite suchú neťkanú handričku. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú čistiace prostriedky na báze kyselín, alkoholu, nedidiá, benzín, odstraňovač nechtov atď.
- Po každom použití vypnite napájanie pred čistením (vlhkou handričkou).
- Tento výrobok skladujte na bezpečnom a suchom mieste.
- Nepoužívajte tento výrobok v stave so zvýškovou vlhkosťou.
- Na čistenie nepoužívajte tvrdú kefu alebo antikorovú guľu, aby ste nepoškodili povrch.
- Na preplachovanie prístroja nepoužívajte tekutiny, ako je voda, na priame vdýchnutie.
- Ak je tento výrobok dlhší čas nečinný, pravidelne ho nabíjajte, aby sa zabezpečila jeho normálna prevádzka.

Č. Tento výrobok nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:
Miesta náchylné na vibrácie a nárazy; Miesta s priamym slnečným žiarením; Horúce a vlhké miesta; Miesta s vodou, Silné elektromagnetické pole; V blízkosti ohňostrojov; Miesta prístupné deťom a pod.

Analýza porúch a riešenie problémov

Výskyt poruchy	Diagnostika a riešenie porúch
Nedá sa zapnúť	1. Pre spustenie prístroja stlačte a podržte tlačidlo napájania dlhšie ako 1,5 sekundy. 2. Nabite zariadenie a skúste to znova.
Nedá sa nabiť	1. Vymeňte adaptér za radový zásuvku a skúste to znova. 2. Odpojte a znova vložte nabíjaciu hlavu a skontrolujte, či je správne vložená. 3. Skontrolujte, či sa na nabíjacej hlavu a nabíjacom porte nenachádzajú nečistoty alebo úlomky, a ak nejaké áno, vyčistite ich. 4. Vymeňte adaptér alebo nabíjací kábel.
Slabé sanie	1. Odstráňte priehľadnú nádržku a znova ju utiahnite pre inštaláciu. 2. Skontrolujte, či nie sú nasávacie a výfukové otvory zablokované. 3. Skontrolujte, či nie je potrebné vymeniť filtračnú vatú.

⚠ Ak sa problém nedá vyriešiť, nerozoberajte prístroj bez povolenia.

Dobrá rada:

- Pri prvom použití venujte pozornosť postupnému nastavovaniu, aby ste pre seba našli vhodný režim a intenzitu.
- V režime hlbokého podtlaku, ak sanie dosiahne určitú úroveň, včas stlačte tlačidlo uvoľnenia a pozastavenia, aby ste zastavili prácu, alebo uvoľnite tlak, aby ste predišli nepohodliu pokožky.