

Upozornenie

1. Ak chcete tento prístroj presunúť, je potrebné ho jemne zdvihnúť a opatrne ho položiť; v prípade zlyhania, naň prosím, tvrdo neklopte, aby ste predišli poruche spôsobenej dopadom.
2. Ak chcete tento nástroj presunúť, je potrebné ho držať horizontálne, aby sa zabránilo vibráciám a nárazom.
3. Nestláčajte prístroj ani neumiestňujte ťažké veci na prístroj, aby sa zabránilo deformácii puzdra, poškodeniu alebo poruche.
4. Je potrebné zvoliť odpovedajúce pracovné napájanie v súlade so značkami na telese prístroja.
5. Tento nástroj sa nesmie používať v kúpeľni.
6. Aby ste zabránili nehode zásahom bleskom, keď hrmí, vypnite vypínač napájania a vytiahnite sieťovú zástrčku.
7. Nie je dovolené vstrekať žiadnu tekutinu do telesa prístroja tak, aby sa zabránilo poškodeniu prístroja v dôsledku skratu.
8. Ak sa prístroj nebude používať dlhší čas, je potrebné vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky.

Technické parametre

1. Prevádzkové napätie: AC 220V--AC 240V
2. Maximálny výkon celého prístroja: 25W
3. Veľkosť balenia: 26,5*14*22,5 (D*Š*V) cm

Verzia : 20140804

Vysokofrekvenčný Kozmetický prístroj Používateľská príručka



Vážení zákazníci,

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt! Pred použitím si, prosím, prejdite túto príručku, aby ste zabezpečili maximálny výkon prístroja a bezpečnosť pri používaní. Vhodne uschovajte pre ďalšie využitie.

Funkcia

Vysokofrekvenčný kozmetický prístroj s dotykovým panelom a mikropočítačom je špičkové kozmetické zariadenie s nižšie uvedenými funkciami:


1. Využite ultrafialové žiarenie na ožarovanie časti alebo miesta na koži, aby ste sterilizovali kožu a urýchlili hojenie rán.
2. Zbavte sa škvŕn, pigmentácie, vyrážok a akné

Špecifikácia

1. Jednoduchá a rýchla prevádzka použitím najnovšej technológie mikropočítačov
2. Inteligentný a spoľahlivý zákrok použitím 10 nastaviteľných úrovní
3. K dispozícii sú rôzne metódy pomocou pulznej vlny

Popis ovládacieho panela

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ① Zníženie času | ② Zníženie energie |
| ③ ON/OFF | ④ Zvýšenie času |
| ⑤ Zvýšenie energie | ⑥ Indikátor pohotov. stavu |
| ⑦ Indikátor zapnutia | ⑧ Časový displej |



Prevádzka

- 1 Vložte elektródu do rukoväte a dobre ju uchyťte.
- 2 Zapojte, potom budete počuť „pípnutie“ pri spustení, sa zobrazí ⑧ po 30 (minútach); keď bude energia nulová, indikátor ⑥ bude červený, prístroj prejde do pohotovostného režimu.
Po stlačení tlačidla ③ sa indikátor ⑥ zmení na zelenú, druhý bod v ⑧ bliká a prístroj sa spustí.
- 4 Zvýšte/znížte energiu na 10 úrovniach zatlačením tlačidiel ⑤ / ②
- 5 Otestujte elektrinu dotykom kovu.
- 6 Energia by nemala byť príliš vysoká, aby sa zabránilo akémukoľvek zraneniu alebo nie príliš nízka na oslabenie výsledku liečby na oslabenie výsledku liečby.
- 7 Ak pri odstraňovaní škvŕn potrebujete, posuňte elektródu na mieste, potom uvidíte, že melanín ustupuje. Drobné škvŕny je možné odstrániť po jednom zákroku a na väčšie bude potrebné 2-3 zákroky.

Poznámky

1. Ak kozmetička vykonáva ošetrovanie sterilizovanými rukavicami, ruky by mali byť najprv očistené a vydezinfikované alkoholom
2. Elektródy by mali byť sterilizované a udržiavané čisté a suché
3. Pred liečbou dezinfikujte liečenú časť tela klienta alkoholom
4. Potierajte túto časť anestetikom po dobu 3 minút a potom začnite liečbu
5. Počas operácie nezostávajú príliš dlho na ošetrovanej oblasti, aby ste sa vyhli jazvám
6. Pred operáciou si zložte všetky kovové časti (náušnice, náhrdelník atď.)