



Kozmetický prístroj 5v1 Elegante 1897





- ☐ Pripojenie elektrokoagulácie,
- ☐ Pripojenie darsonvala,
- ☐ Pripojenie hlavice na ultrazvuk,
- ☐ Nastavenie času,
- ☐ Pripojenie hlavice na ultrazvuk,
- ☐ Pripojenie vákuovej jednotky a mikrodermabrázie,
- ☐ Pripojenie spreja,
- ☐ Zapnutie/vypnutie vákuovej jednotky a mikrodermabrázie,
- ☐ Nastavenie sacieho výkonu,
- ☐ Výber ošetrovacej hlavice ultrazvuku,
- ☐ Výber ultrazvukovej vlny na ošetrovanie,
- ☐ Displej intenzity ultrazvuku,
- ☐ Nastavenie intenzity ultrazvuku,
- ☐ Nastavenie intenzity darsonvala.

DARSONVAL

Prúdy d'Arsonvala sú jednou z foriem vysokofrekvenčných prúdov. Zariadenie vytvára ozón pomocou elektrostatických výbojov, ktoré vznikajú v elektródach (pelotách).

Účinok prúdov d'Arsonvala je založený predovšetkým na pôsobení na krvné cievy a zakončenia vegetatívnych nervov. Iskrenie, ktoré vzniká medzi elektródou a pokožkou, spôsobuje rozšírenie krvných ciev a ovplyvňuje podkožné tkanivo. Vznikajúci ozón má dezinfekčný účinok.

Ošetrovanie trvá 5 až 7 minút.

Indikácie:

- Poruchy kožného čitia,
- Alopecia areata (lysinie do kruhov),
- Stimulácia krvného obehu,
- Dezinfekcia pokožky.

ULTRAZVUK

Ide o systém transportu aktívnych látok do hlbších vrstiev pokožky. Zariadenie využíva fyzikálny jav, ktorý sa odohráva v bunkových membránach pod vplyvom ultrazvuku – vďaka tomu efekt jednorazového ošetrenia pretrváva v pokožke až do 72 hodín.

Ošetrovanie je úplne bezbolestné, klientka počas zákroku môže pociťovať jemné vibrácie vychádzajúce z hlavice.

SPRAY

Slúži na jemnú tonizáciu pokožky pomocou podtlaku a tonika umiestneného v nádobke.

MIKRODERMABRÁZIA

Ide o ošetrovanie, počas ktorého sa pomocou brúsnych diamantových hlavíc a sacieho výkonu odstraňujú povrchové vrstvy pokožky.

Mikrodermabrázia je účinná pri znižovaní jemných vrások, vrások okolo očí (kohútie stopy), pigmentových škvŕn a jaziev po akné. Stimuluje tvorbu kožných buniek a kolagénu.

Je to veľmi populárny neinvazívny kozmetický zákrok. Pri pravidelnom používaní prináša vynikajúce výsledky pre všetky typy pleti. Výsledky sú viditeľné okamžite.

Indikácie:

- Jazvy po akné,
- Komedóny (čierne bodky), milie (biele bodky),
- Rozšírené póry,
- Drsná, zrohovatená pokožka,
- Strata pevnosti pleti,
- Omladenie pokožky a odstránenie jemných vrások okolo očí, úst a krku,
- Strie,
- Suchosť pokožky,
- Pigmentové škvŕny a depigmentácie,
- Poškodenie pokožky slnkom (tvár, ruky, krk),
- Keratóza okolo vlasových folikulov,



Kontraindikácie

- Vírusové infekcie,
- Bakteriálne infekcie,
- Plesňové infekcie,
- Hnisavé a zápalové akné,
- Rosacea (ružovka),
- Pokožka očných viečok,

- Porušená kontinuita pokožky (otvorené rany),
- Kožné nádory a znamienka,
- Hemangiómy (dutinkové cievne nádory),
- Liečba akné prípravkom Roaccutane (odporúčaná minimálne 3-mesačná prestávka),
- Sklon k tvorbe keloidných jaziev,
- Chirurgické zákroky v oblasti tváre (odporúčaná minimálne 2-mesačná prestávka).

Upozornenie:

- Hlavice na mikrodermabráziu musia byť čisté a dezinfikované.
- Ošetrovanie sa vykonáva na suchej pokožke.
- Bavlnené filtre na mikrodermabráziu sú určené na jednorazové použitie.
- Pohyby hlavicou počas zákroku musia byť plynulé a kontrolované.



Vákuum

Ide o ošetrovanie, pri ktorom sa využíva sací výkon a vhodne zvolené nastavce podľa ošetrovanej oblasti.

Indikácie:

- Komedóny (čierne bodky)
- Rozšírené póry,
- Strata pevnosti kože,
- Strie
- Suchosť pokožky.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálnym prístrojom určeným na použitie v kozmetických salónoch. Obsluhovať ho smie iba kvalifikovaný kozmetický personál, čo pomáha predísť nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie sa nesmie rozoberať ani používať na iné účely, než tie, ktoré sú uvedené v tejto používateľskej príručke. Všetky servisné zásahy a opravy smie vykonávať iba pracovník autorizovaného servisu .
3. Zariadenie sa nesmie inštalovať alebo obsluhovať v blízkosti kvapalín, mokrých miest alebo s mokрыmi rukami – tak, aby sa tekutina nedostala dovnútra zariadenia.

4. V nasledujúcich prípadoch je potrebné okamžite odpojiť zariadenie zo siete a kontaktovať autorizovaný servis
 - a) do zariadenia vnikla kvapalina,
 - b) zariadenie vydáva nezvyčajný zápach, dym alebo zvuky,
 - c) napájací kábel je poškodený,
 - d) zariadenie spadlo alebo je poškodený jeho kryt.
5. Na káble sa nesmú ukladať žiadne predmety. Zariadenie sa nesmie inštalovať na miestach, kde môže dôjsť k prišľapnutiu napájacieho kábla.
6. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné po každom použití vytiahnuť napájací kábel zo zásuvky.
7. Do otvorov v zariadení sa nesmie nič vkladať. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, treba okamžite vytiahnuť kábel zo zásuvky a kontaktovať distribútora alebo výrobcu.
8. Zariadenie sa nesmie umiestňovať na nestabilný vozík, poličku alebo pohyblivý stojan. V prípade pádu môže dôjsť k jeho poškodeniu.
9. Na zabezpečenie predpokladanej životnosti zariadenia sa odporúča dodržať interval aspoň jednej minúty medzi zapnutím a vypnutím zariadenia (a naopak).
10. Napájanie musí zodpovedať špecifikácii uvedenej na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nesprávna činnosť, poškodenie alebo dokonca zhorenie zariadenia.

UPOZORNENIE:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo inej poruchy sa obráťte na autorizovaný servis – predídete tak riziku ohrozenia.
2. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez skúseností a znalostí, iba ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili s tým spojené riziká.
3. Zariadenie nie je určené na hranie pre deti. Deti sa so zariadením nesmú hrať.
4. Zariadenie nenechávajte bez dozoru, ak sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o jeho používaní.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne použitie alebo kontakt so zariadením môže spôsobiť ohrozenie zdravia alebo života – preto musí byť zariadenie používané a uchovávané mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Použitú elektrickú zariadenia, príslušenstvo a obaly je potrebné odovzdať do zberných miest na recykláciu v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu.

Treba postupovať podľa platných predpisov týkajúcich sa likvidácie tohto typu zariadení.

Na ochranu životného prostredia, v súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, sa musia staré zariadenia zbierať oddelene a následne odovzdať na zberné miesta elektroodpadu.

Aj po skončení životnosti obsahuje zariadenie komponenty vhodné na recykláciu, preto ho treba odovzdať na recyklačné miesto.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie sa má prepravovať pri teplote od -20 °C do $+50\text{ °C}$ výhradne v originálnom balení.

Skladovať ho treba na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou nepresahujúcou 75 %. Prevádzková teplota je od $+10\text{ °C}$ do $+40\text{ °C}$.

Počas skladovania a prepravy sa zariadenie nesmie hádzať, púšťať, vystavovať mechanickým otrasom ani nepriaznivým poveternostným podmienkam.