

Návod na použitie

NEOX Mat

Podložka s červeným a blízkym infračerveným svetlom

Obsah

Popis produktu 3

Parametre produktu 4

Zapojenie a používanie 5

Obsah balenia 7

Časté otázky 8

Starostlivosť a skladovanie 9


Upozornenie 10




Popis produktu

Ľahký a odolný materiál

Automatické vypnutie:
1 ~ 30 minút




LED DIÓDA 2 V 1




2× 850 nm blízke infračervené svetlo (neviditeľné)

1× 660 nm červené svetlo (viditeľné)



Červené svetlo



Blízke infračervené svetlo




Konektor pre ovládač



Konektor pre napájanie

Parametre produktu

Fabulo NEOX Mat



Rozmery: 160 × 60 cm	
Príkon: 120 W	
Počet LED diód: 1280	
Hmotnosť: 2,95 kg	Intenzita: >100 mW/cm² na povrchu
Farba: čierna	Spektrum: 660 nm + 850 nm
Materiál: neoprén	Napájanie: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Časovač: 1 – 30 minút	Frekvencia pulzov: 0 – 1000 Hz
Obsah balenia: podložka, multifunkčný ovládač, napájací adaptér,	
napájací kábel, návod na použitie, ochranné puzdro na prenášanie	

Zapojenie a používanie



Krok 1:

Kábel podložky zapojte do jedného konca ovládača – konektor dotiahnite otočením stredovej objímky, ako ukazuje obrázok. Druhý koniec ovládača pripojte k napájaciemu adaptéru a adaptér pripojte do elektrickej zásuvky prostredníctvom napájacieho kábla.



Krok 2: Ovládanie ovládačom

①Displej:

▶Zobrazuje všetky nastavenia prístroja – časovač, režim, jas, frekvenciu a pulzovanie.



②Tlačidlo SET:

▶Tlačidlom SET prepínate medzi funkciami Timer, Mode, Bright, Frequency a HeartBeat.

③ a ④: tlačidlá „+“ a „–“:

▶Upravujú práve zvolenú funkciu. Pri funkcii Timer nastavujú dĺžku relácie po minútach v rozsahu 1 – 30 minút.

▶Pri funkcii Mode prepínajú medzi červeným a blízkym infračerveným svetlom, samotným červeným a samotným blízkym infračerveným.

▶Pri funkcii Bright nastavujú jas diód od 0 do 100 %.

▶Pri funkcii Frequency nastavujú frekvenciu od 0 do 1000 Hz.

▶Pri funkcii HeartBeat zapínajú a vypínajú pulzovanie.

⑤Tlačidlo zapnutia:

▶Tlačidlom zapnete a vypnete prístroj.

Krok 3: Nastavenie dĺžky aplikácie

Tlačidlom SET zvoľte funkciu Timer a tlačidlami „+“ a „–“ nastavte čas. Odporúčaná dĺžka jednej aplikácie je 20 – 30 minút; po uplynutí nastaveného času sa podložka automaticky vypne.

Obsah balenia



①: podložka NEOX Mat 1×

②: napájací adaptér 1×

③: multifunkčný ovládač 1×

④: napájací kábel 1×

⑤: návod na použitie 1×

- **ochranné puzdro na prenášanie 1×**

Časté otázky

Ako často môžem podložku používať?
Podložku môžete používať denne. Odporúčame jednu aplikáciu denne v dĺžke 20 – 30 minút a medzi aplikáciami nechať pokožke čas na odpočinok.

Mám pri používaní nosiť ochranu očí?
Ochranné okuliare nie sú povinné. Červené svetlo však môže pôsobiť veľmi jasne, preto odporúčame mať oči zatvorené alebo použiť slnečné okuliare a nepozerať sa priamo do diód.

Prečo to vyzerá, že blízke infračervené diódy nesvietia?
Ľudské oko vníma svetlo približne do 760 nm. Blízke infračervené diódy pracujú s vlnovou dĺžkou 850 nm, ktorá je voľným okom neviditeľná. Diódy teda svietia, aj keď ich svetlo nevidíte.

Aký je rozdiel medzi červeným a blízkym infračerveným svetlom?
Líšia sa vlnovou dĺžkou a hĺbkou, do ktorej prenikajú. Červené svetlo s vlnovou dĺžkou 660 nm je viditeľné a pôsobí najmä na povrchové vrstvy pokožky. Blízke infračervené svetlo s vlnovou dĺžkou 850 nm je neviditeľné a preniká hlbšie.

Môžem mať počas používania oblečenie?
Áno, oblečenie môžete mať na sebe. Časť tela, na ktorú chcete svetlo aplikovať, však musí zostať odkrytá, aby svetlo dopadalo priamo na pokožku.

Môžem podložku používať, ak užívam lieky?
Ak užívate lieky, ktoré zvyšujú citlivosť na svetlo, poraďte sa pred používaním so svojím lekárom.

Môžu podložku používať deti?
Deti môžu podložku používať výhradne pod dohľadom dospelej osoby.

Starostlivosť a čistenie

Pred každým čistením podložku vypnite a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky. Odpojte aj ovládač a napájací adaptér. Povrch utrite mäkkou handričkou z mikrovlákna navlhčenou čistou vodou a nechajte ho úplne vyschnúť.

- Vodu ani iné kvapaliny nikdy nenanášajte priamo na podložku. Pri utieraní okolia konektorov postupujte opatrne, aby sa dovnútra nedostala vlhkosť.
- Na čistenie nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani iné chemické prípravky.
- Podložku neperte v práčke a neponárajte ju do vody.
- Po vyschnutí ju voľne zroľujte a uložte do ochranného puzdra.

Skladovanie

Podložku aj príslušenstvo skladujte v ochrannom puzdre na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.

Podmienky skladovania:
- teplota 0 °C až 40 °C
- relatívna vlhkosť do 50 %

Servis

Podložka nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu okrem bežného čistenia. Zariadenie ani jeho jednotlivé časti nie sú určené na svojpomocnú opravu. V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania sa obráťte na svojho predajcu.

Upozornenie

1. Podložka je určená na kozmetické a wellness použitie v domácnosti. Nie je zdravotníckou pomôckou a nenahrádza lekárske vyšetrenie ani liečbu.

2. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie.

3. Nepozerajte sa priamo do svietiacich diód a chráňte si oči pred priamym svetlom. Dodržiavajte dĺžku aplikácie uvedenú v návode.

4. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami smú podložku používať len pod dozorom alebo po poučení o jej bezpečnom používaní.

5. Podložka nie je hračka. Nenechávajte deti, aby sa s ňou hrali bez dozoru.

6. Podložku používajte na rovnom podklade. Neprehýbajte ju v ostrom uhle, nekladťe na ňu ťažké predmety a pri odkladaní ju voľne zroľujte.

7. Podložka nie je vodotesná. Nepoužívajte ju vo vlhkom prostredí ani v blízkosti vody a nevystavujte ju priamemu pôsobeniu kvapalín.

8. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, adaptér, ovládač alebo povrch podložky, prípadne ak nefunguje časovač.

9. Diódy ani iné časti nie sú určené na výmenu používateľom. Opravu zverte predajcovi.

10. Ak sa počas používania alebo po ňom objavia nepríjemné pocity alebo podráždenie pokožky, podložku prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.

Fabulo

Dovozca: iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, Dunajská Streda 92901, Slovensko
www.fabulo.sk