

Teplovzdušný sterilizátor

Beautyfor YM-9011

Návod na použitie



Je dobre známe, že vysoká teplota môže zabiť baktérie a vírusy zachytené vo výrobku.

Maximálna teplota nášho môže dosiahnuť 200 stupňov Celzia. Toto zariadenie je široko

používané v laboratóriách, stravovacích službách a kozmetických salónoch.

Bezpečnostné upozornenie

- prosím používajte stroj vo vetranom prostredí
- do sterilizátora vložte len suché predmety
- **ľavý gombík slúži na reguláciu teploty**
- **pravý gombík slúži na zapnutie/vypnutie a na nastavenie časovača**
- výrobok pravidelne čistite alkoholovou vatou
- prístroj uchovávajte mimo dosahu detí
- po sterilizácii zaveste krúžok na podnos a vyberte ho zo zariadenia.
- po každom použití odpojte napájanie
- **NEDOTÝKAJTE SA HORÚCEHO PODNOSU RUKAMI!**

Parametre:

- Výkon: 300 W
- Nastavenie teploty: 0- 200 °C
- Napätie: (220-240 V /50 Hz)